

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 728 10 05
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOLIK INSTRUMENTALNY TYPU MAYO



Data wydania: 08.10.2019



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian. Które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!

Opis produktu

Stolik instrumentalny typu Mayo wykonany z wysokiej jakości stali AISI304 posiada hydrauliczną regulację wysokości przy pomocy dźwigni nożnej, obrotową, zdejmowaną tacę, 4 koła skrętne, łożyskowane.

Zastosowanie

Stolik instrumentalny typu Mayo przeznaczony jest do stosowania na salach operacyjnych. Stolik dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji jest funkcjonalny, poręczny i bezpieczny. Sprzęt jest gotowy do użycia, nie wymaga instalacji.

Dane techniczne

Rama i blat wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, natomiast pompa hydrauliczna ze specjalnej chromowanej stali.

Waga całkowita 18,5 kg.

Maksymalne obciążenie 30 kg.

Antystatyczne koła o średnicy 75mm - dwa z nich wyposażone w hamulec.

Wysokość regulowana za pomocą pedału - od 830 do 1170mm.

Model	Mayo
Wysokość:	83-117 cm
Szerokość blatu:	50 cm
Długość blatu:	70 cm

Regulacja

Aby podwyższyć blat należy pulsacyjnie naciskać pedał.

Aby obniżyć blat należy przycisnąć pedał do końca.

W celu czyszczenia zdjąć blat.

Przed użyciem należy zablokować koła.

Czyszczenie i dezynfekcja

Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji poza regularnym czyszczeniem. Powierzchnia ze stali nierdzewnej jest łatwa do utrzymania w czystości przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Dla zachowania walorów estetycznych stolik należy czyścić wilgotną szmatką za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania produktów mogących pozostawić rysy i zadrapania, takich jak druciaki oraz silnych detergentów, rozpuszczalników i środków zawierających rozpuszczalniki.

Stolik należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji, prosimy o kontakt.