

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze
tel.: 32 728 10 05
faks: 32 757 91 44
e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STÓŁ OPERACYJNO-ZABIEGOWY ST04-P



DATA WYDANIA: 16.06.2016



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



180 kg

Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

Opis produktu

Pro to stół o ergonomicznym kształcie, stabilnej, wygodnej i w pełni regulowanej konstrukcji, zapewniający pacjentowi komfort podczas uciążliwych zabiegów proktologicznych. Stół ma konstrukcję z galwanizowanej stali malowanej proszkowo, podstawę zabezpieczoną osłoną z tworzywa ABS z powłoką antybakteryjną. Jest wyłożony pianką oraz tapicerowany wodoodporną i zmywalną ekoskórą. Stół można ustawić w pozycji całkowicie horyzontalnej lub półsiedzącej w zależności od wymagań zabiegu.

Zastosowanie

Stół jest używany i przystosowany do przeprowadzania zabiegów proktologicznych, endoskopowych oraz prostych zabiegów chirurgicznych. Przeznaczony dla wszystkich oddziałów szpitalnych, placówek i gabinetów wykonujących te zabiegi.

Dane techniczne

- Pełna regulacja elektryczna wielu funkcji (wysokości, oparcia pleców, podudzia i stóp, pozycji TB).
- Demontowana podpora głowy.
- Szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej zamontowane na segmentach ud i pleców.
- 2 uchwyty ręki, 2 podpory nóg oraz 2 podłokietniki.
- Panel sterowania wyposażony w membranowe przyciski opatrzone czytelnymi piktogramami.

Model	ST04-P
Długość	190 cm
Szerokość siedziska i oparcia	65 cm
Szerokość podłokietników	20 cm
Regulacja wysokości	64–84 cm
Regulacja pozycji TB	13°
Maksymalna waga pacjenta	180 kg



180 kg

Wyposażenie

- 2 podłokietniki.
- 2 podpory stóp.
- Stojak kroplówki.
- Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.



Przygotowanie do użytkowania



Uwaga!

Przed użytkowaniem fotela należy uważnie przeczytać instrukcję.

W celu przygotowania stołu do użytkowania należy postępować według poniższych wytycznych.

1. Upewnij się, że stół ustawiono na płaskiej powierzchni w pomieszczeniu o temperaturze nieprzekraczającej 45°C.
2. Skontroluj, czy wszystkie ruchome części ustabilizowane.
3. Sprawdź, czy stół został wyczyszczony i zdezynfekowany.
4. Upewnij się, że zasilanie w szpitalu jest adekwatne do wymaganego (230 V/50 Hz). Podłącz wtyczkę do gniazdka o zasilaniu 230 V/50 Hz.
5. Sprawdź, czy ręczny panel sterowania działa – świadczy o tym świecąca się dioda obok napisu **POWER ON**. Jeżeli dioda się nie świeci, skontroluj przewody i podłączenie do gniazdka. Jeżeli dioda się świeci, wszystkie funkcje są aktywne, a stół jest gotowy do pracy.
6. Ustaw pozycję wyjściową poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego kolorem niebieskim. Przytrzymaj, dopóki stół nie przyjmie właściwego ustawienia, czyli standardowej pozycji siedzącej.



Uwaga!

Funkcja pozycji wyjściowej jest używana również w sytuacjach alarmowych w momencie zagrożenia życia.

Panel sterowania

Panel sterowania umożliwia poręczne i szybkie regulowanie ustawień stołu do pozycji optymalnej dla przeprowadzenia zabiegu. Można nim regulować wysokość, segment oparcia pleców i podudzia oraz pozycję TB.

Regulacja wysokości:

podnoszenie



opuszczanie



Regulacja segmentu pleców (pozycja horyzontalna lub wertykalna):

podnoszenie



opuszczanie



Regulacja segmentu podudzia:

podnoszenie



opuszczanie





Środki bezpieczeństwa

- Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Obciążenie stołu nie może przekraczać 180 kg.
- Zabrania się używania stołu na wolnym powietrzu, w pojazdach oraz w pomieszczeniach o wysokim ciśnieniu.
- W przypadku pozostawienia stołu w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania jego elementów.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Na stole nie należy kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich ani płynów mogących zniszczyć pokrycie.
- Stołu nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
- Zabrania się stosowania czyszczenia parowego bądź hydrodynamicznego.
- Przed przemieszczaniem stołu należy odłączyć go od źródła zasilania.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Konserwacja i dezynfekcja



Uwaga!

Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji należy się upewnić, że stół jest odłączony od źródła zasilania.

Stół należy przecierać wilgotną (nie moką) szmatką za pomocą delikatnych detergentów i dezynfekować atestowanym środkiem dezynfekcyjnym. Do czyszczenia należy używać roztworu łagodnego detergentu (np. mydła, szamponu) w ciepłej wodzie (nieprzekraczającej 60°C). Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie przy użyciu miękkiej szmatki wytrzeć do sucha. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować stołu w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu. Stołu nie wolno czyścić parowo ani hydrodynamicznie.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Stół należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny. Zaleca się stosowanie np. Ecolab Incidin Foam.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.