

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

G-FW018



DATA WYDANIA: 16.06.2016



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Informacje ogólne

Szafki przyłóżkowe są integralnym elementem wyposażenia sal placówek medycznych, niezbędnym zarówno pacjentom, jak i personelowi. Pacjentom służą do przechowywania rzeczy osobistych, ułatwiają samodzielne czynności higieniczne, kosmetyczne oraz spożywanie posiłków, a także zapewniają szybki i wygodny dostęp do wszelkich potrzebnych przedmiotów. Personelowi ułatwiają czynności związane z opieką nad pacjentami, umożliwiając odłożenie w trakcie pracy materiałów medycznych (strzykawek, opatrunków, narzędzi) czy ustawienie aparatury medycznej.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



10 kg

Maksymalne obciążenie

Opis produktu

Vita to nowoczesna i zaawansowana konstrukcyjnie szafka wykonana z tworzywa HPL. Jest wyposażona w wysuwany i podnoszony blat boczny z uchwytem, ułatwiający pacjentom samodzielne spożywanie posiłków. Wykończenia szafki, uchwyty oraz relingi zabezpieczające blat są wykonane z odpornego na korozję stopu aluminium. Szafka cechuje się dużą pojemnością i różnymi opcjami zagospodarowania przestrzeni (szuflada, półka otwarta, półka zamknięta), a wygodne mechanizmy zamykające (samodomykająca się szuflada, drzwiczki zamykające się na magnes) zapewniają komfort obsługi. Kółka pozwalają na swobodne manewrowanie szafką i dowolne jej ustawianie w zależności od potrzeb. Dostępna w różnych wariantach kolorystycznych, które można dostosować do pozostałego wyposażenia.

Zastosowanie

Szafka stanowi konieczny dla komfortu pacjenta i personelu element wyposażenia placówek medycznych, szpitalnych i opiekuńczych. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję, funkcjonalne rozwiązania projektowe, ergonomiczne kształty i rozmiary oraz mobilność doskonale sprawdza się na każdym oddziale.

Dane techniczne

Model	Vita HPL
Wysokość	80 cm
Wysokość wraz ze stolikiem do karmienia	100 cm
Szerokość	58,5 cm
Głębokość	39 cm
Koła	4, w tym 2 z blokadą indywidualną
Maksymalne obciążenie blatu	10 kg



Wyposażenie

Brak dodatkowego wyposażenia.



Środki bezpieczeństwa

- Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania szafki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Produkt użytkuje się w pomieszczeniach zamkniętych i niezawilgoconych.
- Szafka ma być stawiana na płaskich powierzchniach zapewniających jej stabilność.
- Zabrania się umieszczania lub składowania szafki w pobliżu przedmiotów lub urządzeń o wysokiej temperaturze.
- Nie wolno stawiać szafki w przejściach i innych miejscach utrudniających komunikację lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Szafki nie należy używać w funkcji wózka. Przemieszczanie szafek powinno ograniczać się do obszaru sali i bezpośredniego otoczenia pacjenta. Przemieszczanie szafek na dużych odległościach bądź po nierównych i wyboistych powierzchniach może spowodować uszkodzenie kół, przedwczesne zużycie i zmniejszenie funkcjonalności oraz estetyki produktu.
- Po ustawieniu szafki należy zablokować koła, aby zabezpieczyć mebel przed przypadkowym przemieszczeniem się.
- Nie wolno przeciążać szafki ani też obciążać jej nierównomiernie, np. poprzez stawianie ciężkich przedmiotów blisko krawędzi blatu lub na blacie bocznym.
- Nie należy naciskać na wysunięte elementy szafki, uderzać w nie ani się na nich opierać.
- Należy chronić szafkę przed wylaniem na jej powierzchnię środków medycznych, substancji chemicznych czy też jakichkolwiek innych płynów.
- Nie wolno stosować sterylizacji parowej ani wodnej.



Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Konserwacja i dezynfekcja

Szafkę należy czyścić wilgotną szmatką roztworem łagodnego detergentu (mydła, szamponu) w ciepłej wodzie. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie przy użyciu miękkiej szmatki wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować roztwór alkoholu etylowego (najlepiej 25%, maksymalnie 40%). Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy użytkować lub składować szafki w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu. Nie wolno stosować sterylizacji parowej ani wodnej. W celu utrzymania optymalnej jakości i długości użytkowania zaleca się regularne sprawdzanie stanu szafki i jej poszczególnych elementów, w tym stabilności, działania szuflad, drzwiczek i prowadnic, pracy kół i blokady kół, stanu połączeń śrubowych, zawiasów oraz zamków.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej. Nie należy używać środków trwale barwiących, takich jak jodyna czy denaturat, gdyż grozi to trwałym przebarwieniem powierzchni produktu.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.