



Bilirubinometr

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.		
1	Nazwa modelu:	Jaundice Meter KJ-8000
2	Przeznaczenie:	Urządzenie przesiewowe Każdy kolor skóry, 35> wiek ciążowy, przed fototerapią.
3	Wymiary	5,7 cm szerokości x 18,2 cm wysokości x 3,1 cm głębokości
4	Waga, łącznie z akumulatorem litowo-polimerowym	350 g
5	Metoda pomiaru	Określa zażółcenie tkanki podskórnej za pomocą dwóch torów optycznych do pomiaru różnicy gęstości optycznej przy dwóch długościach fal
6	Zakres pomiaru	0.0 mg/dL to 20 mg/dL or 0 μ mol/L to 340 μ mol/L
7	Dane kliniczne Błąd standardowy oszacowania (SEE) *	$\pm$ 1.5 mg/dL or $\pm$ 25.5 μ mol/L
8	Miejsce pomiaru	Mostek i czoło
9	Alarms	Miga, gdy pomiary są większe niż 20 ml/dL lub 340 μ mol/L
10	Czas życia	150000 pomiarów
11	Detektory	Fotodiody krzemowe
12	Źródło zasilania	3,7 V, akumulator litowo-polimerowy
13	Typ i poziom ochrony	Przyrząd z zasilaniem wewnętrznym typu BF
14	Minimalna liczba pomiarów przy pełnym naładowaniu	Co najmniej 500 pojedynczych pomiarów
15b	Zakres temperatury pracy	10°C (50°F) to 40°C (104°F)

16	Roboczy zakres wilgotności względnej	30% do 95% bez kondensacji
17	Zakres temperatur przechowywania	-10°C (14°F) to 50°C (122°F)
18	Zakres wilgotności względnej przechowywania	30% to 95% bez kondensacji
19	Wejście zasilacza sieciowego do użytku międzynarodowego	100V-240V, 50/60 Hz
20	Wyjście zasilacza sieciowego	5V, 1A
21	Metoda wykrywania	odbicie światła, współczucie niebieskich i zielonych światel
22	Źródło światła	Lampy ksenonowe
23	Funkcja kalibracji	Auto
24	Szybkie ładowanie	3 godziny
25	Czas pracy	Co najmniej 500 razy po naładowaniu
26	Wyświetlacz	duży wyświetlacz LCD
27	Wymiary i waga	182x57x31 / 350g