

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Zakres ciśnienia:	20-250 mmHg
Waga:	2,5 kg
Wymiary pompy:	28x17,5x13 cm
Programy:	10,20,30 min.

PT 1003

- ✓ zapobiega zakrzepicy żył głębokich
- ✓ stymuluje drenaż limfatyczny
- ✓ poprawia cyrkulację krwi
- ✓ zmniejsza obrzęk



Presoterapia symuluje klasyczny (ręczny) masaż limfatyczny poprzez wymuszenie ruchu chłonki w naczyniach. Wytwarzana przez urządzenie pulsacja ułatwia wprowadzanie płynu śródmiąższowego do naczyń limfatycznych i do układu krążenia, umożliwiając stymulację drenowania i usuwania zastoin. Liczne badania wskazują, że połączenie zabiegu z innymi metodami leczenia zwiększa skuteczność presoterapii.